

Ниже приведены требования к компьютерному оборудованию для нормальной работы программно-аппаратного комплекса "Денситометр Sorbfil".

Параметр	Минимальное значение	Рекомендуемое
Операционная система	Microsoft Windows 95, 98, ME, NT или 2000 (можно русскоязычные)	
Процессор	Pentium - 200 МГц	Pentium III - 500 МГц или выше
Оперативная память RAM	16 MB	32 MB и больше
Место на жестком диске (не включая пространство, необходимое для хранения изображений и хроматограмм)	10 MB	10 MB
Видеокамера	например, Panasonic RX22	желательна ручная регулировка фокуса и баланса белого
Плата ввода TV сигнала	любая плата (совместимая с установленной операционной системой), обеспечивающая запись TV сигнала в AVI файле (например, AVER-MEDIA, FLY-VIDEO)	
TWAIN - Сканер	Планшетный сканер с поддержкой TWAIN интерфейса (практически все планшетные сканеры его поддерживают) Планшетный сканер позволит вводить хроматограммы, видимые ТОЛЬКО в дневном свете, но с точностью, превышающей точность видеокамеры	
Порты ввода / вывода	LPT	LPT + USB